

## Лабораторная Герметичная Молотковая Дробилка Для Эффективной Пробоподготовки

Артикул: КТ-PCZ



### введение

Откройте для себя лабораторную герметичную молотковую дробилку для эффективной подготовки проб. Идеально подходящая для угольной промышленности, металлургии и научных исследований, эта дробилка обеспечивает высокую эффективность производства и экологическую чистоту.

[Узнать больше](#)

Модель	Размер загрузки (мм)	Размер выгрузки (мм)	Производительность (кг/ч)	Мощность двигателя (кВт)
PCZ-180x150	≤50	<6, <3, <1 (регулируемый)	<600	1.5
PCZ-250x360	≤150	<13, <6, <3 (регулируемый)	<1200	3
PCX-180x150	≤50	<3 (регулируемый)	<120	1.5