

Лаборатория Ito/Fto Проводящее Стекло Очистка Цветок Корзина

Артикул: PTFE-13



введение

Подставки для чистки PTFE в основном изготавливаются из тетрафторэтилена. PTFE, известный как "король пластмасс", представляет собой полимерное соединение, состоящее из тетрафторэтилена.

[Узнать больше](#)

Диаметр*ширина канавки*длина канавки*применимая емкость

60мм*1,5мм*16мм*250мл стакан/20шт

60мм*2,5мм*16мм*250мл стакан/20шт

60мм*1,5мм*21мм*250мл стакан/20шт

60мм*2,5мм*21мм*250мл стакан/20шт

80мм*1,5мм*26мм*500мл стакан/20шт

80мм*2,5мм*26мм*500мл стакан/20шт

80мм*1,5мм*31мм*500мл стакан/20шт

80мм*2,5мм*31мм*500мл стакан/20шт

90мм*2,5мм*41мм*1000мл стакан/22шт