

Лабораторная Небольшая Магнитная Мешалка С Постоянной Температурой Нагрева

Артикул: KTL-2



введение

Лабораторная магнитная мешалка с постоянной температурой нагрева - это универсальный инструмент, предназначенный для точного контроля температуры и эффективного перемешивания в различных лабораторных условиях.

[Узнать больше](#)

Модель	KTL-НА	KTL-НВ
Режим отображения	ЖК-ДИСПЛЕЙ	ЖК-ДИСПЛЕЙ
Диапазон скоростей	100~1600 об/мин	100~2000 об/мин
Точность регулирования скорости	±10 об/мин	±10 об/мин
Диапазон времени	1~99ч59мин	1~99ч59мин
Диапазон регулирования температуры	RT~300°C	лоток RT~350°C Образец RT ~ 250°C
Точность контроля температуры	Лоток ±3°C Раствор ±0,5°C	□100°C±0.5°C/ □100°C±1°C (раствор)
Максимальный объем перемешивания (H2O)	5L	20L