

Лабораторные Сита И Просеивающие Машины

Артикул: KT-RCZ



введение

Прецизионные лабораторные сита и просеивающие машины для точного анализа частиц. Нержавеющая сталь, ISO-совместимость, диапазон 20 мкм-125 мм. Запросите спецификацию прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Диаметр сита	Ф400, Ф300, Ф200 (мм)
Слои сита	1-5 (включая нижнюю крышку)
Количество загружаемого материала (единовременно)	≤300g
Амплитуда вибрации	1-5 мм
Сила возбуждения	5KN
Мощность	0.25KW 220V 50HZ
Скорость	1440R/min
Размеры	600×490×370 мм
Вес сита	60 кг
Траектория движения	круговое движение
Время просеивания	0.01-99.59мин
Шум	≤50дБ
Материал	304 нержавеющая сталь
Метод упаковки	деревянная упаковка коробки