

Мишень Для Распыления Фторида Лантана (LaF3) / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-LaF3



Introduction

Ищете недорогие материалы на основе титаната бария (LaF3) для своей лаборатории? Наши индивидуальные решения соответствуют вашим уникальным потребностям, предлагая широкий выбор форм, размеров и чистоты. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом мишеней для распыления, материалов для покрытий, порошков и многого другого.

[Узнать больше](#)