

Жидкий Азот Криогенный Шлифовальный Криофрезерный Станок С Винтовым Питателем Для Тонкой Обработки Материала

Артикул: KT-CG02



введение

Откройте для себя криогенный пульверизатор для жидкого азота со шнековым питателем, идеально подходящий для тонкой обработки материалов. Идеально подходит для пластика, резины и других материалов. Повысьте эффективность своей лаборатории прямо сейчас!

[Узнать больше](#)

| Параметр | Спецификация |
|-------------------------------------|--|
| Модель | KT-CG02 |
| Мощность хоста | 1.8 кВт |
| Напряжение | 220V/50Hz |
| Скорость хоста | 25000r/min |
| Тонкость дробления | 40-350 меш |
| Пакетное производство | 0,3-3 кг/ч |
| Размер пробы | 10g |
| Размер корма | ≤5 мм |
| Уплотнительное кольцо | Низкотемпературная фторсодержащая резина |
| Режим разрядки | Непрерывный |
| Двигатель подачи | 40w |
| Скорость подачи | 0-10р/мин |
| Способ подачи | Шнек/ручной |
| Модель резервуара для жидкого азота | YDS-30 |
| Объем бака для жидкого азота | 30 л (50 л опционально) |
| Модель насоса для жидкого азота | YDB-50J |
| Вход жидкого азота | Электрический насос/ножной насос |
| Контроль выхода жидкого азота | Клапан со шкалой |
| Режим дробления | Высокоскоростной удар |
| Режим разгрузки | Выбор ветра без сита |
| Вес | 46 кг |
| Габаритные размеры | 750450850 мм |