

Металлографический Станок Для Крепления Образцов Для Лабораторных Материалов И Анализа

Артикул: KT-XQ



Введение

Прецизионные металлографические монтажные машины для лабораторий - автоматизированные, универсальные и эффективные. Идеально подходят для подготовки образцов при проведении исследований и контроля качества. Свяжитесь с KINTEK сегодня!

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Применение	Монтаж небольших, трудно удерживаемых или нестандартных металлографических и петрографических образцов
Назначение	Облегчение резки, шлифовки, полировки для металлографических, спектральных исследований или испытаний на твердость
Система управления	Работа с программным управлением
Доступные режимы	1. Бакелитовый порошок 2. Электрический нефритовый порошок 3. Опции, определяемые пользователем
Автоматизация	Программно контролируемое время приготовления позволяет работать без присмотра
Идеально подходит для	Лабораторий в колледжах, университетах и промышленных/горнодобывающих предприятиях