

# Микроинжектор/Жидкофазная Газовая Хроматография Инъекционный Плунжер Инъекционная Игла

Артикул: KTG-5



## введение

Прецизионная конструкция для точного ввода образца в газовую хроматографию, обеспечивающая надежные и воспроизводимые результаты.

[Узнать больше](#)

Технические характеристики	Внешний диаметр иглы	Длина иглы	Толкающий стержень
0.5ul	0.5	78	Полый двойной слой
1ul	0.5	73	Полый двойной слой
2ul	0.5	75	Полый двойной слой
5ul	0.6	75	Полый двойной слой
10ul	0.5	55	Сплошной ПТФЭ
25ul	0.5	55	Твердый ПТФЭ
50 фунтов	0.5	55	Твердый ПТФЭ
100ul	0.5	55	Твердый ПТФЭ
250ul	0.5	55	Твердый ПТФЭ
500ul	0.5	55	Твердый ПТФЭ

Технические характеристики	Внешний диаметр иглы	Длина иглы	Толкающий стержень
0.5ul	0.5	78	Полый двойной слой
1ul	0.7	73	Полый двойной слой
2ul	0.7	75	Полый двойной слой
5ul	0.7	75	Полый двойной слой
10ul	0.7	51	Сплошной ПТФЭ
25ul	0.7	51	Твердый ПТФЭ
50 фунтов	0.7	51	Твердый ПТФЭ
100 фунтов	0.7	51	Твердый ПТФЭ
250ul	0.7	55	Твердый ПТФЭ
500ul	0.7	55	Твердый ПТФЭ