

# Микрошлифовальный Станок Для Тканей

Артикул: КТ-МТ10



## введение

КТ-МТ10 - это миниатюрная шаровая мельница с компактной конструкцией. Ширина и глубина составляют всего 15X21 см, а общий вес - всего 8 кг. Она может использоваться с центрифужной пробиркой объемом не менее 0,2 мл или с банкой для шаровой мельницы объемом не более 15 мл.

[Узнать больше](#)

Максимальный размер инъекции	< 6 мм
Диапазон размеров частиц образца	0,1-20 мкм
Метод измельчения	Сухое измельчение   мокрое измельчение   низкотемпературное измельчение
Принцип работы	8-дорожечное высокочастотное трехмерное движение
Диапазон движения	12 мм
Частота движения	3000 раз/мин
Тип носителя для измельчения	Шаровая мельница банка   адаптер для разрыва ячейки
Материал шаровой мельницы	Карбид вольфрама   диоксид циркония   нержавеющая сталь   политетрафторэтилен и т.д. по выбору
Количество банок шаровой мельницы	1
Объем банки шаровой мельницы	15 мл
Материал размольного шара	Цирконий   Нержавеющая сталь   Карбид вольфрама по выбору
Размер шлифовального шара	0,1-15 мм
Настраиваемый объем центрифужной пробирки	0,2 мл   0,5 мл   2 мл   5 мл
Адаптер для разбивания клеток	0.2mlX25   0.5mlX12   2mlX5   5mlX4
Электрическое описание	200-240 В переменного тока, 50-60 Гц, 30 Вт
Порт питания	Национальный стандарт   Европейский стандарт   Американский стандарт   Британский стандарт и т.д.
Вес нетто	8 кг
Размеры (ширина, глубина и высота)	50*210*220 мм
Класс защиты	IP65
Стандарт	CE
Дополнительные элементы	Прозрачная защитная крышка из ПК, охлаждение сухим льдом с жидким азотом