


## Лабораторная Инфракрасная Пресс-Форма Без Демонтажа

Артикул: PMI



### введение

Легко тестируйте свои образцы без необходимости извлечения из формы с помощью нашей лабораторной инфракрасной пресс-формы. Наслаждайтесь высоким коэффициентом пропускания и настраиваемыми размерами для вашего удобства.

[Узнать больше](#)

Модель	ФМИ-А	ФМИ-Б
Материал	Твердый сплав YT15	
Твердость индентора	HRC85-HRC90	
Размер образца	φ13 мм	φ7 мм
Глубина полости	10 мм	5 мм
Внешние размеры	76×50×70 мм	76×30×70 мм
Вес (кг)	0,75	0,35

**Другие размеры могут быть настроены**