

Безмасляный Мембранный Вакуумный Насос Для Лабораторного И Промышленного Использования

Артикул: KT-VP



введение

Безмасляный мембранный вакуумный насос для лабораторий: чистый, надежный, химически стойкий. Идеально подходит для фильтрации, SPE и ротационного испарения. Не требует обслуживания.

[Узнать больше](#)

Модель	DVP-10	DVP-20	DVP-20C (химически стойкий)	DVP-40C (химически стойкий)
Скорость перекачки	20 л/мин	38 л/мин	38 л/мин	70 л/мин
Количество головок	1	2	2	4
Материал мембраны	NBR	NBR	ПТФЭ	PTFE
Материал клапанов	FKM	FKM	FFKM	FFKM
Предельный вакуум	< 100 мбар	< 10 мбар	< 8 мбар	< 2 мбар
Макс. Давление	2,5 бар	2,5 бар	1,5 бар	1,5 бар
Номинальная скорость двигателя	1500 об/мин	1500 об/мин	1500 об/мин	1500 об/мин
Источник питания	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz	AC 100-240V 50/60Hz
Мощность	90W	180W	180W	320W
Вес нетто	5,5 кг	9,0 кг	9,5 кг	12,5 кг
Размеры (Д×Ш×Г)	220×145×190 мм	315×160×200 мм	315×160×200 мм	340×240×220 мм