

## Кислородный Зонд Для Измерения Температуры И Содержания Активного Кислорода В Расплавленной Стали

Артикул: KT-T02



### введение

Оптимизируйте сталелитейное производство с помощью нашего высокоточного кислородного зонда. Быстрый, надежный и необходимый для точного контроля кислорода и температуры. Повысьте качество и эффективность уже сегодня.

[Узнать больше](#)

Параметры	Зонд со средним и высоким содержанием кислорода (OY-TO-Ni)	Зонд с низким содержанием кислорода (фиксированный алюминий) (OY-TO-Al)
Диапазон измерений	10-1500ppm	1-20ppm
Воспроизводимость (отклонение кислородного потенциала)	±3 мВ	±3 мВ
Успешность измерений	98%	96%
Время тестирования	4-8s	4-8s
Измерение температуры	Модель S/R/B, отклонение температуры ±3°C	Модель S/R/B, отклонение температуры ±3°C