

Давление Стерилизации Портативного Автоклава (Автоматический Тип С Цифровым Дисплеем)

Артикул: КТ-С05



введение

Портативный автоклав для стерилизации под давлением — это устройство, в котором используется насыщенный пар под давлением для быстрой и эффективной стерилизации предметов.

[Узнать больше](#)

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Модель | КТ-18ГДД | КТ-24ГДД |
| Объем дезинфекции | 18л φ280×260мм | 24л φ280×390мм |
| Постоянный стресс на работе | 0,14-0,16 МПа | |
| Номинальная рабочая температура | 126 °С | |
| Максимальное безопасное давление | 0,165 МПа | |
| Тепловая однородность стерилизационной комнаты | ≤ ± 1 °С | |
| Власть | АС220V.50Гц/2кВт | |
| Транспортный объем (мм) | 420×420×630 | 420×450×750 |
| Брутто нетто | 14/12 кг | 15/14 кг |