

# Прецизионный Морозильник Со Сверхнизкой Температурой 308 Л Для Лабораторных Применений

Артикул: KTFDV-308



## введение

Морозильник со сверхнизкой температурой для лабораторий: хранение при  $-86^{\circ}\text{C}$ , точный контроль, энергоэффективность, безопасное сохранение образцов. Надежный и долговечный.

[Узнать больше](#)

Характеристика	Спецификация
Модель	KTFDV-308
Тип	Вертикальный
Емкость	308 л
Внутренняя температура	От $-40^{\circ}\text{C}$ до $-86^{\circ}\text{C}$ , регулируемая
Сигнализация	Звуковая и световая сигнализация
Источник питания	220 В/50 Гц
Мощность	580 Вт
Энергопотребление	9,80 кВтч/24ч
Класс защиты	I/B
Климатический тип	N
Хладагент	Экологически чистый хладагент без фтора
Система охлаждения	Система охлаждения с одним компрессором
Контроль температуры	Электронный контроль температуры
Дисплей температуры	Цифровой дисплей
Датчик	PTC
Тип вентилятора охлаждения	Высококачественный малошумный вентилятор
Материал наружного корпуса	Холоднокатаная стальная пластина с порошковым покрытием
Материал внутренней облицовки	Нержавеющая сталь 304
Полки/внутренние двери	3 полки / 4 внутренние двери, нержавеющая сталь 304
Толщина изоляции	120 мм
Порт балансировки	1 (диаметр 18 мм)
Ролики	4
Вес нетто/брутто	160/195 кг
Внешние размеры (Ш*Г*В)	860*850*1740 мм

Характеристика	Спецификация
Внутренние размеры (Ш*Г*В)	610*590*950 мм
Размеры упаковки (Ш*Г*В)	960*970*1910 мм
Количество загрузки	14 шт/20-футовый контейнер GP
Температура окружающей среды	10°C ~ 30°C
Диапазон напряжения	187-242 В переменного тока