

Тефлоновые Стаканы/Тефлоновые Крышки Для Стаканов

Артикул: PTFE-16



введение

Стакан из ПТФЭ - это лабораторный контейнер, устойчивый к воздействию кислот, щелочей, высоких и низких температур и подходящий для температур от -200°C до $+250^{\circ}\text{C}$. Этот стакан обладает отличной химической стабильностью и широко используется для образцов термообработки и объемного анализа.

[Узнать больше](#)

Модель	внутренний диаметр/мм	высота/мм	вес/г
30 мл	37	52	25
50 мл	44	54	40
100 мл	53	54	60
150 мл	60	79	89
200 мл	70	79	97
250 мл	73	88	134
300 мл	79	100	167
500 мл	95	110	172
1000 мл	115	145	364