

Пробирка Для Центрифуги Ptfе/Лабораторная С Заостренным Дном/Круглым Дном/Плоским Дном

Артикул: PTFE-32



введение

Центробежные трубки из ПТФЭ высоко ценятся за их исключительную химическую стойкость, термическую стабильность и антипригарные свойства, что делает их незаменимыми в различных отраслях с высоким спросом. Эти трубки особенно полезны в условиях воздействия коррозионных веществ, высоких температур или жестких требований к чистоте.

[Узнать больше](#)

	Модель	Внешний диаметр (мм)	Общая высота (мм)	Толщина стенки (мм)
винтовое горло круглое дно	5 мл	16	65	2
	10 мл	16	125	2
	15 мл	20	100	2.5
	20 мл	20	125	2.5
	25 мл	25	105	2.5
	30 мл	25	125	2.5
	40 мл	28	105	2
	45 мл	28	120	2
	50 мл	33	115	2.5
	100 мл	35	150	3.5
винтовое горло плоское дно	100 мл	36	145	3
	5 мл	16	55	*
	10 мл	16	108	*
	20 мл	22	106	*
	30 мл	25	124	*
	50 мл	30	125	*
	100 мл	39	139	*