


Стойка Для Чистки Ptfе/Корзина Для Цветов Ptfе Корзина Для Чистки Цветов Коррозионная Стойкость

Артикул: PTFE-20



введение

Штатив для очистки ПТФЭ, также известный как корзина для очистки цветов ПТФЭ, - это специализированный лабораторный инструмент, предназначенный для эффективной очистки материалов из ПТФЭ. Этот штатив обеспечивает тщательную и безопасную очистку изделий из ПТФЭ, сохраняя их целостность и работоспособность в лабораторных условиях.

[Узнать больше](#)

Модель	Размер	Применяемый
Квадрат	60мм*60мм	500 мл стакан
Круглый	Диаметр 30 мм	Стакан 75 мл
Круглый	Диаметр 45 мм	Стакан 100 мл
Круглый	Диаметр 60 мм	Стакан 250 мл

Мы предоставляем индивидуальные корзины для чистки цветов всех необходимых вам размеров