

Контейнер Из Птфэ

Артикул: PTFE-11



введение

Контейнер из ПТФЭ представляет собой контейнер с отличной коррозионной стойкостью и химической инертностью.

[Узнать больше](#)

Внешний диаметр круглой кюветы * внутренний диаметр * внутренняя глубина	Внутренний размер квадратной тарелки*внутренняя глубина
70мм*60мм*15мм	60*60мм *15мм
50мм*40мм*15мм	80*80мм*15мм
60мм*50мм*15мм	90*90мм*15мм
80мм*70мм*15мм	100*100мм*15мм
90мм*80мм*15мм	110*110мм*15мм
100мм*90мм*15мм	120*120мм*15мм
110мм*100мм*15мм	
120мм*110мм*15мм	
130мм*120мм*15мм	
160мм*150мм*15мм	200*200*120 мм около 5 л цилиндр из ПТФЭ
92*83*19 мм	10-литровый цилиндр из ПТФЭ
102*93*20мм	15-литровый цилиндр из ПТФЭ