


## Полая Корзина Для Чистки Из Птфэ/Подставка Для Чистки Из Птфэ

Артикул: PTFE-21



### введение

Полая корзина для чистки цветков из ПТФЭ - это специализированный лабораторный инструмент, предназначенный для эффективных и безопасных процессов очистки. Изготовленная из высококачественного политетрафторэтилена (PTFE), эта корзина обладает исключительной устойчивостью к кислотам, щелочам и органическим растворителям, обеспечивая долговечность и надежность в различных химических средах.

[Узнать больше](#)

Модель	размер
круглый	2 дюйма
круглый	3 дюйма
круглый	4 дюйма
круглый	5 дюймов
круглый	6 дюймов
круглый	8 дюймов
квадратный	2 дюйма
квадратный	3 дюйма
квадрат	4 дюйма
квадрат	5 дюймов
квадрат	6 дюймов
квадрат	8 дюймов

Модель	Диаметр	Количество пазов	Ширина канавки	Длина канавки	Общая толщина	Глубина паза	Длина ручки
Полый стакан 500 мл	80 мм	24	2,5 мм	31 мм	8 мм	6 мм	100 мм
Стакан 500 мл полый	80 мм	26	2,5 мм	26 мм	8 мм	6 мм	100 мм
Стакан 500 мл полый	80 мм	28	2,5 мм	31 мм	8 мм	6 мм	100 мм
Стакан 500 мл полый	80 мм	30	1,5 мм	31 мм	8 мм	6 мм	100 мм

Стакан 500 мл полый	80 мм	33	1,5 мм	26 мм	8 мм	6 мм	100 мм
Стакан 500 мл полый	80 мм	38	1,5 мм	21 мм	8 мм	6 мм	100 мм
Стакан 500 мл полый	80 мм	40	2,5 мм	16 мм	8 мм	6 мм	100 мм
Стакан 500 мл полый	80 мм	52	1,5 мм	16 мм	8 мм	6 мм	100 мм
Стакан 500 мл полый	80 мм	61	2,5 мм	11 мм	8 мм	6 мм	100 мм
Стакан 500 мл полый	80 мм	78	1,5 мм	11 мм	8 мм	6 мм	100 мм
250 мл стакан полый	Мы предоставляем индивидуальные белые, белоснежные, молочно-белые корзины для цветов особой формы, включая размер прорези, количество прорезей и другие показатели могут быть выполнены.						
100 мл стакан полый	Мы предоставляем подгонянные белые, белоснежные, молочно-белые цветочные корзины специальной формы, включая размер слота, количество слотов и другие показатели могут быть выполнены.						