

## Ptfe Бутылка Реагента/Широкая Бутылка/Мелкая Бутылка/Бутылка Образца/Высокая Температура Ptfe

Артикул: PTFE-24



### Introduction

Бутылки для реактивов из ПТФЭ, также известные как химические бутылки из ПТФЭ или тефлоновые бутылки для реактивов, являются надежной альтернативой традиционным стеклянным бутылкам для реактивов. Эти бутылки отличаются высокой устойчивостью к воздействию кислот и щелочей и оснащены герметичной завинчивающейся крышкой. Они идеально подходят для использования в лабораториях, обладают отличной химической стойкостью, способны выдерживать высокие температуры до 260°C и отличаются превосходной прочностью.

[Узнать больше](#)

Модель	Спецификация	Внешний диаметр	Высота	Внутренний диаметр
Бутылка с маленьким горлом из ПТФЭ	25 мл	36 мм	81 мм	21 мм
	50 мл	49 мм	95 мм	20 мм
	100 мл	51 мм	98 мм	20 мм
	150 мл	54 мм	108 мм	20 мм
	250 мл	70 мм	117 мм	35 мм
	500 мл	81 мм	147 мм	35 мм
	1000 мл	100 мм	188 мм	40 мм
	2000 мл	145 мм	217 мм	48 мм
Бутылка с широким горлом из ПТФЭ	50 мл	50 мм	92 мм	35 мм
	100 мл	52 мм	103 мм	35 мм
	150 мл	54 мм	106 мм	35 мм
	250 мл	68 мм	114 мм	40 мм
	500 мл	81 мм	149 мм	40 мм
Бутылка для реактивов с плоским дном и винтовым горлом из ПТФЭ	1000 мл	100 мм	192 мм	48 мм
	2000 мл	144 мм	220 мм	63 мм
	5 мл	16 мм	55 мм	*
	10 мл	16 мм	108 мм	*

20 мл	22 мм	106 мм	*
30 мл	25 мм	124 мм	*
50 мл	30 мм	125 мм	*
100 мл	39 мм	139 мм	*