

Ложка Для Отбора Проб Из Ptfе/Ложечка Для Раствора/Ложечка Для Образца/Ложечка Для Сухого Порошка

Артикул: PTFE-22



введение

Ложка для отбора проб из ПТФЭ, также известная как ложка для растворов или ложка для проб, является важнейшим инструментом для точного введения сухих порошковых образцов в различные аналитические процессы. Изготовленные из ПТФЭ, эти ложки обладают превосходной химической стабильностью, коррозионной стойкостью и антипригарными свойствами, что делает их идеальными для работы с хрупкими и реактивными веществами в лабораторных условиях.

[Узнать больше](#)

Модель	Квадратная/круглая головка	Вместимость	Длина головки ложки	Ширина головки ложки	Общая длина	Диаметр ручки ложки
Короткая ручка ложки из ПТФЭ	круглая	3 мл	40 мм	22,3 мм	97,5 мм	*
Ложка с короткой ручкой из ПТФЭ	круглая	5 мл	54 мм	31 мм	134,2 мм	*
Ложка с короткой ручкой из ПТФЭ	круглая	10 мл	70 мм	39,7 мм	169 мм	*
Ложка для сухого порошка из ПТФЭ	квадратный	3 мл	39 мм	16 мм	197 мм	*
Ложка для сухого порошка из ПТФЭ	квадратный	5 мл	50 мм	26 мм	196 мм	*
Ложка для сухого порошка из ПТФЭ	квадратный	10 мл	50 мм	27 мм	196 мм	*
Ложка для сухого порошка из ПТФЭ	квадратный	15 мл	50 мм	33 мм	197 мм	*
Ложка для сухого порошка из ПТФЭ	круглый	3 мл	38 мм	22,6 мм	110 мм	*
Ложка для сухого порошка из ПТФЭ	круглый	5 мл	42 мм	27 мм	195 мм	*
Ложка для сухого порошка из ПТФЭ	круглый	10 мл	50 мм	30 мм	150 мм	*
PTFE сухой порошок ложка	круглый	15 мл	67 мм	67 мм	198 мм	*
Ложка для раствора из ПТФЭ	*	3 мл	28 мм	23 мм	180 мм	*

Ложка для раствора ПТФЭ	*	5 мл	29 мм	25,5 мм	180 мм	*
Ложка для раствора PTFE	*	10 мл	33 мм	31 мм	235 мм	*
Ложка для раствора PTFE	*	30 мл	53 мм	37 мм	300 мм	8 мм
Ложка для раствора PTFE	*	50 мл	59 мм	45 мм	300 мм	12 мм
Ложка для раствора PTFE	*	100 мл	71 мм	54 мм	350 мм	12 мм
Ложка для раствора PTFE	*	250 мл	94 мм	66 мм	400 мм	12 мм
Ложка для раствора PTFE	*	500 мл	127 мм	79 мм	450 мм	12 мм
Ложка для раствора PTFE	*	1000 мл	150 мм	98 мм	500 мм	14 мм

Другие стили могут быть настроены...