

## Треугольная Бутылка Из Птфэ/Треугольная Бутылка С Крышкой/Коническая Колба/Консервант

Артикул: PTFE-31



### введение

Треугольная бутылка из ПТФЭ, также известная как тефлоновая бутылка для реактивов, - это прочная, химически стойкая альтернатива традиционным стеклянным бутылкам, подходящая для работы с кислотами и щелочами. Эти бутылки небьющиеся, легкие, с герметичной завинчивающейся крышкой, что делает их идеальными для использования в лабораториях.

[Узнать больше](#)

Модель	Высота с учетом крышки (мм)	Диаметр дна бутылки (мм)	Внутренний диаметр (мм)
25 мл	88	40	27
50 мл	100	50	27
100 мл	105	59	27
250 мл	150	74	37
500 мл	174	105	37
1000 мл	220	136	37