

Волюметрическая Колба Из Ptfе / Устойчива К Воздействию Кислот И Щелочей, Устойчива К Высоким Температурам, Устойчива К Коррозии

Артикул: PTFE-25



введение

Волюметрическая колба из ПТФЭ - надежная альтернатива стеклянным и полипропиленовым колбам - отлично подходит для измерения как кислотных, так и щелочных жидкостей. Отличаясь химической инертностью, прозрачностью и широкими возможностями выбора объема, эта колба обеспечивает не вымываемый, сверхчистый фон. Ее антипригарная поверхность упрощает очистку и обслуживание, что делает ее идеальной для суровых лабораторных условий.

[Узнать больше](#)

Модель	Верхний внешний диаметр (мм)	Диаметр бутылки (мм)	Высота до горлышка бутылки (мм)	Высота с учетом крышки бутылки(мм)	Вес (г)
12 мл	15.6	37	70.5	84.8	40
50 мл	24	48.7	87.7	104.8	74
100 мл	24.5	66.1	105.9	124.8	124
250 мл	27.8	83.9	143.1	159.1	232
500 мл	36.7	115.8	187.1	213.2	567
1000 мл	44.6	143.9	257.2	280.5	940