

Быстрый Интеллектуальный Анализатор Серы Автоматический Кулонометрический Определитель Серы В Угле И Коксе

Артикул: KT-TE55



введение

Разработанный для точного кулонометрического определения содержания серы в угле, коксе и горючих топливах, этот интеллектуальный анализатор серы обеспечивает автоматическое титрование, надежное терморегулирование, динамическую коррекцию кривой и быстрое выполнение анализов в строгом соответствии со стандартными протоколами испытаний качества промышленной лаборатории.

[Узнать больше](#)