

## Кольцевая Пресс-Форма

Артикул: PМO



### введение

Кольцевые пресс-штампы, также известные как наборы кольцевых пресс-штампов, являются неотъемлемыми компонентами различных промышленных и лабораторных процессов.

[Узнать больше](#)

Модель прибора	PМO	
Форма образца		
Нагрев штампа	Легированная инструментальная сталь :Cr12MoV	
Твердость индентора	HRC60-HRC62	
Размер образца	Φ7-3[Φ10-5][Φ20-10 мм M)	Φ30-10[Φ50-20 мм (d)
Глубина полости	40 мм (N)	45 (d)
Размеры	Φ53*120 мм (L*H)	Φ72*100mm[Φ88*120(D*L)
Вес	1,4 кг	3,5 кг, 5 кг
Диаграмма размера гидравлического порошкового пресса		