


Образец Опорного Тела

Артикул: ELES



Introduction

Улучшите свои электрохимические испытания с помощью нашего держателя образца. Высокое качество и надежность для точных результатов. Обновите свои исследования сегодня.

[Узнать больше](#)

Зона реакции	1 см ² (настраиваемый)
Применимый размер выборки	диаметр окружности > 15 мм длина стороны квадрата > 15 мм
Применимая толщина образца	3 мм ~ 5 мм (можно настроить)
Проводящая форма	позолоченная медная игла
Общий материал	ПТФЭ
Размеры	длина стержня 6*80 мм