

Одиарная Горизонтальная Баночная Мельница

Артикул: КТ-М3000



введение

КТ-М3000 - это прибор для смешивания и измельчения, предназначенный для установки в бак для шаровой мельницы объемом 3000 мл или менее. Он использует частотное преобразование для реализации синхронизации, постоянной скорости, изменения направления, защиты от перегрузки и других функций.

[Узнать больше](#)

| | |
|---|--|
| Принцип обработки | Трение |
| Характеристики образца для применения | Мелкозернистая Средней и низкой твердости Хрупкая Сухая или низковязкая |
| Тип обработки | измельчение смешивание |
| Максимальный размер впрыска | < 5 мм |
| Диапазон размеров частиц пробы | 1-20µm |
| Количество чаш шаровой мельницы | 1 |
| Самый большой объем резервуара для шаровой мельницы | 3000 мл |
| Доступный минимальный объем емкости для размола | 250 мл |
| Бак шаровой мельницы дополнительный материал | Цирконий Карбид вольфрама Агат Нейлон из нержавеющей стали Полиуретан и т.д. |
| Тип средства помола дополнительный | Сферические цилиндрические |
| Шлифовальный шар дополнительный материал | Цирконий Карбид вольфрама Агат Нержавеющая сталь Корунд |
| Метод шлифования | Сухое шлифование мокрое шлифование |
| Количество резиновых роликов: | 2 палочки |
| Скорость вращения резиновых роликов | 900 об/мин |
| Материал покрытия резинового валика | Полиуретан |
| Способ перемещения резинового ролика | электрическое управление |
| вес нетто | 48 кг |
| Размеры | 680*430*430 мм |
| Класс защиты: | IP65 |
| стандарт | CE |