

# Электрический Таблеточный Пресс С Одним Пуансоном, Лабораторная Машина Для Производства Порошковых Таблеток

Артикул: ТРМ-03



## введение

Однопуансонный электрический таблеточный пресс - это лабораторный таблеточный пресс, подходящий для корпоративных лабораторий в фармацевтической, химической, пищевой, металлургической и других отраслях промышленности.

[Узнать больше](#)

Регулируемое давление штамповки	50кН
Регулируемый диаметр планшета	5 мм - 25 мм
Регулируемая толщина планшета	0,5-8 мм
Глубина заполнения	20 мм
Производственная мощность	3600 штук/час
Мощность двигателя	1,5 кВт
Упаковка в деревянной коробке Размеры	580*500*830 мм
Вес, включая внешнюю деревянную коробку	150 кг (включая экспортную деревянную коробку без фумигации)