

# Электрическая Машина Для Штамповки Таблеток С Одинарной Перфорацией

Артикул: ТРМ-04



## введение

Электрическая таблетировочная машина – это лабораторное оборудование, предназначенное для прессования различного гранулированного и порошкообразного сырья в диски и другие геометрические формы. Он обычно используется в фармацевтической, медицинской, пищевой и других отраслях промышленности для мелкосерийного производства и обработки. Аппарат компактен, легок и прост в эксплуатации, что делает его пригодным для использования в клиниках, школах, лабораториях и исследовательских подразделениях.

[Узнать больше](#)

Регулируемое давление штамповки	15кН
Регулируемый диаметр планшета	5 мм - 12 мм
Диапазон диаметров таблеток	5-12 мм (5, 6, 8, 10, 12 мм в наличии на складе, выберите любую спецификацию)
Регулируемая толщина планшета	2-6 мм
Производственная мощность	5000 штук/час
Мощность двигателя	0,37 кВт
Упаковка в деревянной коробке Размеры	710*450*775 мм
Вес, включая внешнюю деревянную коробку	65 кг (включая экспортную деревянную коробку без фумигации)