

## Шлепающее Вибрационное Сито

Артикул: КТ-Т200ТАР



### введение

КТ-Т200ТАР - это шлепающий и осциллирующий просеиватель для настольных лабораторий, с горизонтальным круговым движением 300 об/мин и 300 вертикальными шлепающими движениями, имитирующими ручное просеивание для лучшего прохождения частиц образца.

[Узнать больше](#)

Диаметр сита (мм)	200
Слои сита	1-7 этажи
Число качаний (раз/мин)	290±10
Количество ударов (раз/мин)	156±10
Время рециркуляции	25
Высота шлепка	38±6
Мощность (Вт)	550
Напряжение (В)	220
Размеры (мм)	H500*I500*W730
Вес экрана (кг)	80