

# Шлепающее Вибрационное Сито

Артикул: КТ-Т200ТАР



## Introduction

КТ-Т200ТАР - это шлепающий и осциллирующий просеиватель для настольных лабораторий, с горизонтальным круговым движением 300 об/мин и 300 вертикальными шлепающими движениями, имитирующими ручное просеивание для лучшего прохождения частиц образца.

[Узнать больше](#)

Максимальное количество ступеней	3 кг
Слои грохота	1-8 этажей
Максимальное количество ступеней	7
Амплитуда	5-10 мм
Частота вибрации	300 раз/мин
Диапазон размеров просеиваемых частиц	20 мкм-25 мм
Наибольший доступный диаметр сита	200 мм
Максимальная высота ситовой башни	510 мм
Дополнительная функция	Полностью закрытый шкаф со звукоизоляцией Быстрое запирающее устройство   светодиодное освещение
Метод просеивания	сухой   влажный
Электрическое описание	100-120В/200-240В переменного тока, 50-60Гц, 180Вт
Порт питания	Национальный стандарт/европейский стандарт/американский стандарт/британский стандарт и т.д.
Вес нетто	85 кг
Размеры (ширина, толщина и высота)	410*470*715 мм
Уровень защиты	IP65
Стандарт	CE/ISO9001