

## Стерильный Гомогенизатор Стерильного Типа Для Измельчения Тканей Гомогенизатор Диспергатор

Артикул: KTL-6



### введение

Шлепающий стерильный гомогенизатор может эффективно отделять частицы, содержащиеся в твердых образцах и на их поверхности, обеспечивая полную репрезентативность смешанных образцов в стерильном мешке.

[Узнать больше](#)

Модель	KTL-LC400	KTL-LC400M	KTL-LC400GM
Напряжение	ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 220V		
Частота	50 Гц		
Общая мощность	200W	220W	500W
Режим дисплея	4,3-дюймовый сенсорный экран		
Диапазон скорости шлепков	3-12 раз/с		
Эффективный объем	3-400 мл		
Функция дезинфекции	/	Да	
Длина волны дезинфекции	/	253,7 нм	
Диапазон времени отвода	15-99h59m59s или непрерывная работа		
Функция редактирования программы	8-сегментная комбинация		
Вес нетто	18 кг		
Размеры	460×250×330 мм		