


## Пресс-Форма Square Lab

Артикул: PMS



### введение

С легкостью создавайте однородные образцы с помощью пресс-формы Square Lab Press Mold, доступной в различных размерах. Идеально подходит для аккумуляторов, цемента, керамики и многого другого. Доступны нестандартные размеры.

[Узнать больше](#)

Модель	ПМС-А	ПМС-Б	ПМС-С	ПМС-Д	ПМС-Э	ПМС-Ф	ПМС-Г
Материал	Cr12MoV						
Твердость индентора	HR60-HRC62						
Размер образца	3×3 /4×4 /5×5 /6×6 /8×8 /10×10 мм	12×12 /15×15 /16×16 /18×18 /20×20 мм	22×22 /25×25 /30×30 мм	32×32 /35×35 /40×40 мм	50×50 /60×60 /70×70 мм	81-150 мм (длинная сторона)	151-200 мм (длинная сторона)
Глубина полости	20 мм	30 мм	40 мм	45 мм	55/60/65 мм	60 мм	60 мм
Внешние размеры	φ43×93мм	φ53×120мм	φ73×133мм	φ88×150мм	φ98×150 мм/φ118×180 мм/φ138×180 мм	160×140 мм	220×160мм
Вес (кг)	0,65	1,2	2,4	4,8	7,3/11,4/20	25кг-40кг	45кг-80кг

**Другие размеры могут быть настроены**