

Супергерметичная Электролитическая Ячейка

Артикул: ELCS



введение

Супергерметизированная электролитическая ячейка предлагает улучшенные возможности герметизации, что делает ее идеальной для экспериментов, требующих высокой герметичности.

[Узнать больше](#)

Спецификация	30мл ~ 1000мл
Применимый диапазон температур	0 ~ 60 °C
Запечатанная форма	Нить + Фартук
Материал	Борное стекло + ПТФЭ
Отверстие электролитической ячейки	Три отверстия для электродов (6 мм), два отверстия для воздуха (3 мм), доступны специальные отверстия