

# Лабораторный Циркуляционный Вакуумный Насос Для Воды Для Лабораторного Использования

Артикул: KV-1



## введение

Ищете надежный циркуляционный вакуумный насос для воды для вашей лаборатории или малого производства? Ознакомьтесь с нашим вертикальным циркуляционным вакуумным насосом для воды с пятью кранами и большим объемом всасывания воздуха, идеально подходящим для выпаривания, дистилляции и многого другого.

[Узнать больше](#)

### Подробные материалы

Эжектор	Обратный клапан	Соединительная трубка	Тройник	Корпус насоса	Рабочее колесо	Сопло для отвода воздуха
Медь	ПП	НР	ПП	Нержавеющая сталь 304	Нержавеющая сталь 304	ПП
Модель	SHZ-C					
Вакуумный порт	5					
Расход одного порта	10 л/мин					
Вакуумное давление	0,098 МПа					
Расход насоса	80 л/мин					
Напор насоса	12 м					
Материал напорной части насоса	SS304/PTFE					
Объем резервуара	50 л					
Мощность двигателя	370 Вт					
Размеры	440*340*830 мм					
Вес	37 кг					