

# Вертикальный Водяной Циркуляционный Вакуумный Насос

Артикул: KV-1



## введение

Ищете надежный водяной циркуляционный вакуумный насос для своей лаборатории или небольшого производства? Оцените наш вертикальный циркуляционный водяной вакуумный насос с пятью кранами и большим объемом всасывания воздуха, который идеально подходит для испарения, дистилляции и многого другого.

[Узнать больше](#)

Модель	ШЗ-С
Вакуумный порт	5
Расход одного порта	10 л/мин
Вакуумное давление	0,098 МПа
Расход насоса	80 л/мин
Направление насоса	12М
Материал головки насоса	С304/ПТФЭ
Объем резервуара	50л
Мощность двигателя	370 Вт
Размеры	440*340*830мм
Масса	37 кг