



KINTEK SOLUTION

Глиноземный Тигель Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов **Базовые приготовления, Тепловое оборудование, Лабораторные расходные материалы и материалы, Биохимическое оборудование, etc...**

KINTEK SOLUTION

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

Kintek Solution Ltd - это организация, ориентированная на технологии, члены команды которой посвящены изучению наиболее эффективных и надежных технологий и инноваций в научно-исследовательском оборудовании, таких областях, как биохимические реакции, исследование новых материалов, термообработка, создание вакуума, охлаждение, а также фармацевтика. и нефтедобывающее оборудование.

За последние 20 лет мы накопили богатый опыт в этой области исследовательского оборудования, мы можем поставлять как оборудование, так и решения в соответствии с потребностями и реалиями клиента, мы также разработали множество специализированного оборудования для конкретных рабочих целей, и у нас есть много успешных проектов во многих университетах и институтах из разных стран, таких как Азия, Европа, Северная и Южная Америка, Австралия и Новая Зеландия, Ближний Восток и Африка.

Профессионализм, быстрота реакции, трудолюбие и искренность – вот отличительные черты отношения членов нашей команды к работе, благодаря которым мы завоевали хорошую репутацию среди наших клиентов.

Мы здесь и готовы обслуживать наших клиентов из разных стран и регионов и делиться самыми эффективными и надежными технологиями вместе!



Лабораторный Тигель Из Глинозема (Al₂O₃) С Цилиндрической Крышкой

Артикул: KM-C02



Introduction

Цилиндрические тигли являются одной из наиболее распространенных форм тиглей, подходящей для плавки и обработки широкого спектра материалов, они просты в обращении и чистке.

[Узнать больше](#)

0,4мл(ф10x10мм)	4мл(ф14x45мм)	23мл(ф30x55мм)	74мл(ф45x65мм)	150мл(ф90x30мм)	260мл(ф75x65мм)	470 мл (ф80x120 мм)	1400мл(ф130x130мм)
0,8мл(ф12x12мм)	6,5мл(ф19x35мм)	25мл(ф28x58мм)	85мл(ф50x60мм)	160мл(ф65x65мм)	275мл(ф60x120мм)	480мл(ф95x95мм)	1600мл(ф140x140мм)
1,5мл(ф20x10мм)	7мл(ф30x20мм)	28мл(ф50x25мм)	89мл(ф60x40мм)	198мл(ф85x50мм)	280мл(ф80x80мм)	560мл(ф130x60мм)	2000мл(ф150x140мм)
3 мл (ф12x40 мм)	7.5мл(ф28x17мм)	35мл(ф40x40мм)	93мл(ф40x100мм)	220мл(ф60x100мм)	300мл(ф90x65мм)	630мл(ф100x100мм)	2400мл(ф230x80мм)
3мл(ф16x20мм)	9мл(ф30x25мм)	38мл(ф35x51мм)	120 мл (диаметр 50x80 мм)	220мл(ф70x70мм)	310мл(ф70x100мм)	840мл(ф150x65мм)	2500мл(ф150x180мм)
3мл(ф20x20мм)	12мл(ф30x28мм)	40мл(ф50x30мм)	130мл(ф60x60мм)	220мл(ф100x35мм)	330мл(ф95x60мм)	1000мл(ф115x130мм)	2520мл(ф200x100мм)
3,5мл(ф16x28мм)	13мл(ф30x30мм)	63мл(ф50x45мм)	130мл(ф70x50мм)	250мл(ф85x60мм)	360мл(ф80x100мм)	1100мл(ф100x180мм)	2700мл(ф160x160мм)
3,5мл(ф18x26мм)	21мл(ф35x30мм)	70мл(ф50x50мм)	145мл(ф50x100мм)	250мл(ф95x50мм)	450 мл (диаметр 90x90 мм)	1350мл(ф125x150мм)	3400мл(ф180x170мм)
5240мл(ф200x200мм)							
0,8млс выпуклой крышкой(ф12x12)	3,5млс выпуклой крышкой(ф16x28)	11млс выпуклой крышкой(ф19x58)	28млс крышкой на пряжке(ф50x25)	53млс выпуклой крышкой(ф40x70)	100млс крышкой диска(ф58x60)	280млс крышкой диска(ф80x80)	1100мл с крышкой диска(ф100x180)
1,5млс крышкой на пряжке(ф20x10)	3,5млс крышкой на пряжке(ф16x28)	12млс выпуклой крышкой(ф30x28)	29млс выпуклой крышкой(ф40x35)	61млс выпуклой крышкой(ф40x80)	120млс выпуклой крышкой(ф50x80)	280млс крышкой на пряжке(ф80x80)	1350млс крышкой диска(ф125x150)
1,5млс выпуклой крышкой(ф20x10)	3,5млс выпуклой крышкой(ф18x26)	12млс крышкой на пряжке(ф30x28)	35млс выпуклой крышкой(ф40x40)	63млс выпуклой крышкой(ф50x45)	130млс крышкой диска(ф60x60)	300млс крышкой на пряжке(ф90x65)	1400мл с крышкой диска(ф130x130)
3млс выпуклой крышкой(ф12x40)	4млс выпуклой крышкой(ф14x45)	13млс выпуклой крышкой(ф30x30)	38млс выпуклой крышкой(ф35x50)	63млс крышкой на пряжке(ф50x45)	130млс крышкой диска(ф70x50)	450млс крышкой диска(ф90x90)	1600млс крышкой диска(ф140x140)
2млс выпуклой крышкой(ф16x20)	6,5млс выпуклой крышкой(ф19x35)	13млс крышкой на пряжке(ф30x30)	38млс крышкой на пряжке(ф35x50)	70млс выпуклой крышкой(ф50x50)	150млс крышкой диска(ф90x30)	450млс крышкой на пряжке(ф90x90)	2000млс крышкой диска(ф150x140)
2млс крышкой на пряжке(ф16x20)	7млс выпуклой крышкой(ф30x20)	15млс выпуклой крышкой(ф47x13)	40млс выпуклой крышкой(ф50x30)	70млс крышкой на пряжке(ф50x50)	150млс крышкой на пряжке(ф90x30)	560млс крышкой диска(ф130x60)	2400млс крышкой диска(ф230x80)
3млс крышкой на пряжке(ф20x18)	7,5млс выпуклой крышкой(ф28x17)	23млс выпуклой крышкой(ф30x55)	50млс крышкой на пряжке(ф35x70)	73млс выпуклой крышкой(ф35x100)	160млс крышкой диска(ф65x65)	630млс крышкой диска(ф100x100)	2500млс крышкой диска(ф150x180)
3млс выпуклой крышкой(ф20x18)	8млс крышкой на пряжке(ф25x25)	23млс крышкой на пряжке(ф30x55)	50млс выпуклой крышкой(ф40x60)	85млс выпуклой крышкой(ф50x60)	163млс крышкой диска(ф90x35)	840млс крышкой диска(ф150x65)	2700млс крышкой диска(ф160x160)

3млС выпуклой крышкой(ф20x20)	9млС выпуклой крышкой(ф20x50)	25млС выпуклой крышкой(ф28x58)	52млС крышкой на пряжке(ф30x100)	85млС крышкой на пряжке(ф50x60)	220млс крышкой диска(ф60x100)	950млс крышкой диска(ф120x120)	3400млс крышкой диска(ф180x170)
3млС крышкой на пряжке(ф20x20)	9млС выпуклой крышкой(ф30x25)	28млС выпуклой крышкой(ф50x25)	52млС выпуклой крышкой(ф30x100)	95млс крышкой диска(ф95x20)	260млс крышкой диска(ф70x70)	1000млс крышкой диска(ф115x130)	

0,4 мл (10x10)	1,5 мл (13x24)	3мл(20x18)	5мл(15x70)	8мл(25x25)	15мл(30x28)	39мл(35x58)
0,7 мл (20x4)	2мл(30x5)	3мл(35x6)	6мл(16x50)	9мл(20x50)	15мл(47x13)	50мл(35x70)
1мл(10x50)	2,5 мл (10x60)	4мл(12x150)	6,5 мл (19x35)	11мл(19x58)	18мл(23x60)	50мл(40x60)
1,2 мл (11x20)	3мл(12x40)	4мл(14x45)	8 мл (16x56)	12мл(55x8)	29мл(40x35)	

Один большой (ф58x60) и семь маленьких (ф16x50)	Один большой (100x40x20) и три маленьких (ф28x17)	Один большой (120x60x20) два маленьких (100x20x20 полукруг)
---	---	---

Один большой (ф70x70) и три маленьких (ф28x58)	Один большой (100x40x20) и три маленьких (ф30x30)	Один большой (120x60x40) три маленьких (40x35x25 полукруг)
--	---	--

Один большой (100x30x20) и четыре маленьких (ф20x20)	Один большой (100x100x40) девять маленьких (10мл)	Один большой (120x80x30) шесть маленьких (20мл)
--	---	---

Один большой (100x30x20) пять маленьких (ф18x26)	Один большой (115x65x45) четыре маленьких (50x25x35)	Один большой (120x80x40) шесть маленьких (15мл)
--	--	---

52мл(30x100)	80мл(56x50)	119мл(40x135)	180мл(50x120)	270мл(90x60)
53мл(40x70)	95мл(95x20)	127мл(45x110)	185мл(59x87)	300мл(100x50)
61мл(40x80)	100мл(58x60)	140мл(115x20)	230мл(100x40)	375мл(70x120)
73мл(35x100)	105мл(75x27)	163мл(90x35)	250мл(70x90)	420мл(70x145)

2млс внешней крышкой с пряжкой(Ф16x20)	6мл с внутренней выпуклой крышкой(Ф16x50)	220мл с крышкой диска (Ф100x35)	300мл с крышкой диска (Ф100x50)	610мл с крышкой диска (Ф80x155)	900мл с крышкой диска (Ф115x110)
--	---	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

2мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф16x20)	8млс крышкой с пряжкой(Ф16x56)	250мл с крышкой диска (Ф85x60)	330мл с крышкой диска (Ф95x60)	610млс крышкой с пряжкой(Ф80x155)	1050мл с крышкой диска (Ф150x80)
--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

3,5млс крышкой с пряжкой(Ф16x28)	8мл с внутренней выпуклой крышкой(Ф16x56)	250млс крышкой с пряжкой(Ф85x60)	360мл с крышкой диска (Ф80x100)	790мл с крышкой диска (Ф80x200)	1100мл с крышкой диска (Ф100x180)
----------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

3,5мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф16x28)	50мл с крышкой диска (Ф40x60)	260мл с крышкой диска (Ф75x65)	360млс крышкой с пряжкой(Ф80x100)	790млс крышкой с пряжкой(Ф80x200)	
--	-------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

5мл с внутренней выпуклой крышкой(Ф15x70)	130мл с крышкой диска (Ф70x50)	270мл с крышкой диска (Ф90x60)	420мл с крышкой диска (Ф70x145)	860мл с крышкой диска (Ф140x70)
---	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

6млс крышкой с пряжкой(Ф16x50)	163мл с крышкой диска (Ф90x35)	270млс крышкой с пряжкой(Ф90x60)	560мл с крышкой диска (Ф115x70)	900млс крышкой диска(Ф110x120)
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

0,7мл с дисковой крышкой (Ф20x4)	4мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф14x45)	8мл с крышкой с пряжкой (Ф25x25)	1240мл с крышкой диска (Ф125x125)	2500мл с крышкой диска (Ф150x180)
----------------------------------	--	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

2мл с дисковой крышкой (Ф30x5)	6,5мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф19x35)	11мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф19x58)	2700мл с крышкой диска (Ф160x160)	2600мл с крышкой диска (Ф130x245)
--------------------------------	--	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Эмл с дисковым колпачком (Ф35х6)	7,5мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф28х17)	15мл с крышкой с пряжкой (Ф30х30)	1290мл с крышкой диска (Ф115х155)	3800мл с крышкой диска (Ф160х240)	
Эмл с внешней крышкой с пряжкой (Ф35х6)	8мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф25х25)	25мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф28х58)	1460мл с крышкой диска (Ф140х120)		
Эмл с дисковой крышкой (Ф20х18)	74мл с крышкой диска (Ф45х65)	450мл с крышкой на пряжке (Ф90х90)	630мл с крышкой диска (Ф100х100)	1000мл с крышкой диска (Ф115х130)	2400мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф230х80)
21мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф35х30)	95мл с крышкой диска (Ф95х20)	470мл с крышкой диска (Ф80х120)	840мл с крышкой диска (Ф50х65)	1350мл с крышкой диска (Ф125х150)	2600мл с крышкой диска (Ф145х195)
21мл с крышкой с пряжкой (Ф35х30)	100мл с крышкой диска (Ф60х55)	470 мл с крышкой с пряжкой (Ф80х120)	900мл с крышкой диска (Ф80х235)	1400мл с крышкой диска (Ф130х130)	3400мл с крышкой диска (Ф180х170)
39мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф35х58)	127мл с крышкой диска (Ф45х110)	480мл с крышкой диска (Ф95х95)	900мл с крышкой на пряжке (Ф80х235)	1600мл с крышкой диска (Ф140х140)	
39мл с крышкой с пряжкой (Ф35х58)	450мл с крышкой диска (Ф90х90)	560мл с крышкой диска (Ф130х60)	950мл с крышкой диска (Ф120х120)	2000мл с крышкой диска (Ф150х140)	
73мл с крышкой с пряжкой (Ф35х100)	100мл с крышкой диска (Ф58х60)	130мл с крышкой диска (Ф65х50)	160мл с крышкой диска (Ф65х65)	220мл с крышкой диска (Ф60х100)	275мл с крышкой диска (Ф60х120)
74мл с крышкой с пряжкой (Ф45х65)	119мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф40х135)	140мл с крышкой диска (Ф115х20)	180мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф50х120)	230мл с крышкой диска (Ф100х40)	280мл с крышкой на пряжке (Ф80х80)
80мл с крышкой диска (Ф56х50)	120мл с крышкой с пряжкой (Ф50х80)	145мл с внутренней выпуклой крышкой (Ф50х100)	180мл с крышкой на пряжке (Ф50х120)	250мл с крышкой диска (Ф70х90)	300мл с крышкой на пряжке (Ф90х65)
85мл с крышкой с пряжкой (Ф50х60)	127мл с крышкой на пряжке (Ф45х110)	145мл с крышкой с пряжкой (Ф50х100)	185мл с крышкой диска (Ф59х87)	250мл с крышкой диска (Ф95х50)	310мл с крышкой диска (Ф70х100)
93мл с дисковой крышкой (Ф40х100)	130мл с крышкой диска (Ф60х60)	150мл с крышкой на пряжке (Ф90х30)	198мл с крышкой на пряжке (Ф85х50)	260мл с крышкой диска (Ф70х70)	375мл с крышкой диска (Ф70х120)
560мл(115х70)	900мл(110х120)	1100мл(107х160)	2600мл(130х245)		
610мл(80х155)	900мл(115х110)	1240мл(125х125)	2600мл(145х195)		
790мл(80х200)	950мл(120х120)	1290мл(115х155)	3800 мл (160х240)		
860мл(140х70)	1000мл(104х155)	1460мл(140х120)	5200мл(185х240)		
900мл(80х235)	1050мл(150х80)	2000мл(150х140)			
2520мл(Ф200х100)	5200мл(Ф185х240)	5240мл(Ф200х200)			
50мл (Ф40х60)	330мл (Ф95х60)	790мл (Ф80х200)	1240мл (Ф125х125)	3800мл (Ф160х240)	
163мл (Ф90х35)	360мл (Ф80х100)	860мл (Ф140х70)	1290мл (Ф115х155)	5200мл (Ф185х240)	
220мл (Ф100х35)	420мл (Ф70х145)	900мл (Ф110х120)	1460мл (Ф140х120)	5240мл (Ф200х200)	
250мл (Ф85х60)	470мл (Ф80х120)	900мл (Ф115х110)	2500мл(Ф150х180)		

270мл (Ф90x60)	560мл (Ф115x70)	1050мл (Ф150x80)	2520мл (Ф200x100)
300мл (Ф100x50)	610мл (Ф80x155)	1100мл (Ф100x180)	2600мл(Ф130x245)
Индивидуальный Ф56x50мм без крышки	Индивидуальный Ф56x50мм с крышкой		

Глинозем (Al₂O₃) Керамический Тигель Полукруглой Лодки С Крышкой

Артикул: КМ-С03



Introduction

Тигли представляют собой емкости, широко используемые для плавления и обработки различных материалов, а тигли в форме полукруглых лодочек подходят для особых требований плавки и обработки. Их типы и использование зависят от материала и формы.

[Узнать больше](#)

5 мл (40x25x17 мм)	17 мл (55x35x22 мм)	42 мл (100x40x25 мм)	97 мл (250x40x19 мм)	9 мл с крышкой (100x20x15 мм)
7 мл (100x20x20 мм)	18 мл (80x30x16 мм)	48 мл (100x45x22 мм)	110 мл (100x65x30 мм)	20мл с крышкой (100x30x20мм)
9 мл (65x25x16 мм)	20мл(100x30x20мм)	58 мл (60x55x40 мм)	1025 мл (200x130x60 мм)	30 мл с крышкой (100x35x18 мм)
9 мл (100x20x15 мм)	30 мл (100x35x18 мм)	60мл(150x40x20мм)	700 мл (150x150x60 мм)	40мл с крышкой (100x40x20мм)
9,5 мл (38x34x19 мм)	40 мл (60x54x24 мм)	65 мл (100x50x30 мм)	800 мл (180x120x45 мм)	42 мл с крышкой (100x40x25 мм)
12 мл (40x35x25 мм)	40мл(100x40x20мм)	85 мл (115x55x28 мм)	7мл с крышкой (100x20x20мм)	65 мл с крышкой (100x50x30 мм)
700мл с крышкой (150x150x60мм)				



Kintek Solution

Штаб-квартира: № 11 Changchun Road, Чжэнчжоу,
Китай

Офис в Гонконге: 300 Lockhart Road, Ван Чай,
Гонконг

Офис в Канаде: Boulevard Graham, Mont-Royal, QC,
H3P 2C7, Канада

