

KINTEK SOLUTION

Чистые Металлы Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов Базовые приготовления, Тепловое оборудование, Лабораторные расходные материалы и материалы, Биохимическое оборудование, и т. д.



KINTEK SOLUTION

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

>>> О нас

Kintek Solution Ltd - это организация, ориентированная на технологии, члены команды которой посвящены изучению наиболее эффективных и надежных технологий и инноваций в научно-исследовательском оборудовании, таких областях, как биохимические реакции, исследование новых материалов, термообработка, создание вакуума, охлаждение, а также фармацевтика. и нефтедобывающее оборудование.

За последние 20 лет мы накопили богатый опыт в этой области исследовательского оборудования, мы можем поставлять как оборудование, так и решения в соответствии с потребностями и реалиями клиента, мы также разработали множество специализированного оборудования для конкретных рабочих целей, и у нас есть много успешных проектов во многих университетах и институтах из разных стран, таких как Азия, Европа, Северная и Южная Америка, Австралия и Новая Зеландия, Ближний Восток и Африка.

Профессионализм, быстрота реакции, трудолюбие и искренность – вот отличительные черты отношения членов нашей команды к работе, благодаря которым мы завоевали хорошую репутацию среди наших клиентов.

Мы здесь и готовы обслуживать наших клиентов из разных стран и регионов и делиться самыми эффективными и надежными технологиями вместе!





Металлические Листы Высокой Чистоты - Золото / Платина / Медь / Железо И Т. Д.

Артикул: ELEGB



введение


Поднимите свои эксперименты с нашим листовым металлом высокой чистоты. Золото, платина, медь, железо и многое другое. Идеально подходит для электрохимии и других областей.

Спецификация	индивидуальные
Применимый диапазон температур	0 ~ 60 ℃
Чистота	99,99%
Материал	индивидуальные



Цель/Порошок/Проволока/Блок/Гранулы Для Распыления Алюминия Высокой Чистоты (AI)

Артикул: LM-AL




введение

Получите высококачественные алюминиевые (AI) материалы для лабораторного использования по доступным ценам. Мы предлагаем индивидуальные решения, включая мишени для распыления, порошки, фольгу, слитки и многое другое, чтобы удовлетворить ваши уникальные потребности. Заказать сейчас!



Мишень/Порошок/Проволока/Блок/Гранулы Для Распыления Платины Высокой Чистоты (Pt)

Артикул: LM-РТ




введение

Мишени для распыления, порошки, проволоки, блоки и гранулы из платины (Pt) высокой чистоты по доступным ценам. С учетом ваших конкретных потребностей с различными размерами и формами, доступными для различных приложений.



Мишень Для Распыления Палладия (Pd) Высокой Чистоты / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-PD



введение

Ищете недорогие палладиевые материалы для своей лаборатории? Мы предлагаем индивидуальные решения различной чистоты, формы и размера — от мишеней для распыления до нанометровых порошков и порошков для 3D-печати. Просмотрите наш ассортимент прямо сейчас!



Цель/Порошок/Проволока/Блок/Гранулы Для Распыления Гафния Высокой Чистоты (Hf)

Артикул: LM-HF




введение

Получите высококачественные материалы на основе гафния (Hf), адаптированные к потребностям вашей лаборатории, по разумным ценам. Найдите различные формы и размеры мишеней для распыления, материалов для покрытий, порошков и многого другого. Заказать сейчас.



Мишень Для Распыления Родия Высокой Чистоты (Rh) / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-RH




введение

Приобретайте высококачественные родиевые материалы для нужд вашей лаборатории по выгодным ценам. Наша команда экспертов производит и изготавливает родий различной чистоты, формы и размера в соответствии с вашими уникальными требованиями. Выбирайте из широкого спектра продуктов, включая мишени для распыления, материалы для покрытий, порошки и многое другое.



Мишень Для Распыления Свинца Высокой Чистоты (Pb) / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-РВ



введение

Ищете высококачественные материалы из свинца (Pb) для нужд вашей лаборатории? Не ищите ничего, кроме нашего специализированного набора настраиваемых опций, включая мишени для распыления, материалы покрытия и многое другое. Свяжитесь с нами сегодня для конкурентоспособных цен!



Мишень Для Распыления / Порошок / Проволока / Блок / Гранула Из Вольфрама Высокой Чистоты (W)

Артикул: LM-W




введение

Найдите высококачественные вольфрамовые (W) материалы для нужд вашей лаборатории по доступным ценам. Мы предлагаем индивидуальную чистоту, формы и размеры мишеней для распыления, материалов для покрытий, порошков и многого другого.



Мишень Для Распыления Золота Высокой Чистоты (Au) / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-AU



введение

Ищете высококачественные материалы из золота (Au) для лабораторного использования? Не смотрите дальше! Мы предлагаем конкурентоспособные цены и специализируемся на производстве и настройке материалов из золота (AU) различной чистоты, форм и размеров для удовлетворения ваших конкретных потребностей.



Мишень Для Распыления Серебра Высокой Чистоты (Ag) / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-AG



введение

Ищете доступные по цене материалы Silver (Ag) для нужд вашей лаборатории? Наши специалисты специализируются на производстве продуктов различной чистоты, форм и размеров в соответствии с вашими уникальными требованиями.



Мишень Для Распыления Кремния Высокой Чистоты (Si) / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-SI



введение

Ищете высококачественные кремниевые (Si) материалы для своей лаборатории? Не смотрите дальше! Наши изготовленные на заказ кремниевые (Si) материалы бывают различной чистоты, формы и размера в соответствии с вашими уникальными требованиями. Просмотрите наш выбор мишеней для распыления, порошков, фольги и многого другого. Заказать сейчас!



Цель/Порошок/Проволока/Блок/Гранулы Для Распыления Индия Высокой Чистоты (In)

Артикул: LM-IN




введение

Ищете высококачественные материалы из индия для лабораторного использования? Не смотрите дальше! Наш опыт заключается в производстве индивидуальных материалов из индия различной чистоты, формы и размера. Мы предлагаем широкий ассортимент продуктов Indium, отвечающих вашим уникальным требованиям. Заказывайте прямо сейчас по разумным ценам!



Цель/Порошок/Проволока/Блок/Гранулы Для Распыления Никеля Высокой Чистоты (Ni)

Артикул: LM-NI




введение

Ищете высококачественные никелевые (Ni) материалы для лабораторного использования? Не смотрите дальше нашего индивидуального выбора! Благодаря конкурентоспособным ценам и широкому выбору размеров и форм у нас есть все, что вам нужно, чтобы удовлетворить ваши уникальные требования.



Детали Специальной Формы Из Глинозема И Циркония, Обрабатывающие Изготовленные На Заказ Керамические Пластины

Артикул: КМ-С014



введение

Керамика из оксида алюминия обладает хорошей электропроводностью, механической прочностью и устойчивостью к высоким температурам, в то время как керамика из диоксида циркония известна своей высокой прочностью и высокой ударной вязкостью и широко используется.



Керамическая Пластина Из Диоксида Циркония -Прецизионная Механическая Обработка Со Стабилизированным Иттрием

Артикул: KM-G02



введение

Цирконий, стабилизированный иттрием, обладает высокой твердостью и термостойкостью и стал важным материалом в области огнеупоров и специальной керамики.



Цель/Порошок/Проволока/Блок/Гранулы Для Распыления Оксида Церия Высокой Чистоты (Сео2)

Артикул: LM-CeO2



введение

Высококачественные материалы на основе оксида церия (СеО2) для лабораторного использования по доступным ценам. Настраиваемые формы и размеры. Мишени для распыления, порошки, порошки для 3Dпечати и многое другое. Заказать сейчас!



Керамический Лист Из Нитрида Алюминия (Aln)

Артикул: KM-DG05



введение

Нитрид алюминия (AIN) обладает хорошей совместимостью с кремнием. Он не только используется в качестве добавки для спекания или армирующей фазы для конструкционной керамики, но и по своим характеристикам намного превосходит оксид алюминия.

Номер продукта	Стандартный размер продукта (мм)	
Пористый керамический лист из нитрида алюминия	14*19*1	14*19*1
	20*25*1	20*25*1
	22*28*1	22*28*1
	29*42*1	17*22*0,6
	Раунд140.385	
	6*30*1	114*114*1
	20*25*1	127*127*1
	3,6*3,6*0,385	139*190,5*1
	10*10*1	152,4*152,4*0,6
	30*30*1	152,4*152,4*1
	40*40*1	165*165*1
	50*50*1	25*98*0,635
V	1016*101.60.38	50*50*0,5
Керамический лист из непористого нитрида алюминия	101,6*101,6*0,635	Раунд31*1,2
	114*114*0,385	Раунд26*1
	1143*114.30.635	Раунд72,6*0,6
	Раунд15*1,5	Раунд45*1
	Раунд26*1	Раунд45*1,5
	Раунд30*1	Раунд50*1
	Раунд35*1	Раунд50*2
	Раунд40*1	Раунд60*1



Оксид Циркония Высокой Чистоты (Zro2) Распыляемая Мишень/Порошок/Проволока/Блок/Гранулы

Артикул: LM-ZrO2




введение

Получите высококачественные материалы на основе оксида циркония (ZrO2), соответствующие вашим потребностям. Мы предлагаем различные формы и размеры, включая мишени для распыления, порошки и многое другое по доступным ценам.



Мишень Для Распыления Церия Высокой Чистоты (Се) / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-СЕ



введение

Ищете высококачественные материалы на основе церия (Се) для своей лаборатории? Наш опыт заключается в производстве и пошиве материалов различной чистоты, форм и размеров в соответствии с вашими уникальными требованиями. Мы предлагаем широкий спектр спецификаций и размеров, включая мишени для распыления, материалы для покрытий, порошки и многое другое по разумным ценам.



Керамический Стержень Из Циркония - Прецизионная Обработка Стабилизированного Иттрия

Артикул: KM-G01



введение


Керамические стержни из диоксида циркония изготавливаются методом изостатического прессования, при этом однородный, плотный и гладкий керамический слой и переходный слой формируются при высокой температуре и высокой скорости.

0,2*100 мм	0,7*100 мм	1,2*100 мм	2,5*100 мм	8*100мм	15*115мм
0,3*100 мм	0,8*100 мм	1,5*100 мм	3*100мм	10*100мм	16*115мм
0,4*100 мм	0,9*100 мм	1,6*100 мм	4*100мм	12*100мм	18*115 мм
0,5*100 мм	1*100 мм	1,8*100 мм	5*100мм	13*115мм	20*115мм
0,6*100 мм	1,1*100 мм	2*100мм	6*100мм	14*115мм	22*200мм



Алюминий Кремниевый Иттриевый Сплав (Alsiy) Мишень Для Распыления / Порошок / Проволока / Блок / Гранулы

Артикул: LM-AlSiY




введение

Найдите высококачественные материалы AlSiY, адаптированные к уникальным потребностям вашей лаборатории. Наш доступный ассортимент включает мишени для распыления, порошки, катанку и многое другое различных размеров и форм. Заказать сейчас!



Нитрид Кремния (Sini) Керамический Лист Точная Обработка Керамика

Артикул: KM-DG04



введение

Пластина из нитрида кремния является широко используемым керамическим материалом в металлургической промышленности благодаря своим равномерным характеристикам при высоких температурах.

Узнать больше

114*114*0.35мм 114*114*0,75 мм 10*10*0,35 мм 20*20*0,35 мм 140*190*0,32 мм



Тантал-Вольфрамовый Сплав (Taw) Мишень Для Распыления / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-TaW



введение

Ищете высококачественные материалы из сплава тантала и вольфрама (TaW)? Мы предлагаем широкий спектр настраиваемых опций по конкурентоспособным ценам для лабораторного использования, включая мишени для распыления, покрытия, порошки и многое другое.



Мишень Для Распыления Оксида Индия-Олова (Ito) Высокой Чистоты / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-ITO



введение

Получите высококачественные мишени для распыления из оксида индия-олова (ITO) для нужд вашей лаборатории по разумной цене. Наши индивидуальные варианты различных форм и размеров удовлетворят ваши уникальные требования. Просмотрите наш ассортимент сегодня.



Мишень Для Распыления Фторида Калия (Kf) / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-KF




введение

Получите высококачественные материалы на основе фторида калия (КF) для нужд вашей лаборатории по выгодным ценам. Наши индивидуальные чистоты, формы и размеры соответствуют вашим уникальным требованиям. Найдите мишени для распыления, материалы для покрытий и многое другое.



Цель/Порошок/Проволока/Блок/Гранулы Для Распыления Рения Высокой Чистоты (Re)

Артикул: LM-RE




введение

Найдите высококачественные рениевые (Re) материалы для нужд вашей лаборатории по разумным ценам. Мы предлагаем мишени для распыления, материалы для покрытий, порошки и многое другое с учетом чистоты, форм и размеров мишеней для распыления.



Мишень Для Распыления Висмута Высокой Чистоты (Ві) / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-BI




введение

Ищете материалы на основе висмута (Bi)? Мы предлагаем доступные лабораторные материалы различных форм, размеров и чистоты, чтобы удовлетворить ваши уникальные требования. Ознакомьтесь с нашими мишенями для распыления, материалами для покрытий и многим другим!



Мишень Для Распыления Олова Высокой Чистоты (Sn) / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-SN




введение

Ищете высококачественные материалы на основе олова (Sn) для лабораторного использования? Наши специалисты предлагают индивидуальные оловянные (Sn) материалы по разумным ценам. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом спецификаций и размеров уже сегодня!



Цель/Порошок/Проволока/Блок/Гранулы Для Распыления Титана Высокой Чистоты (Ті)

Артикул: LM-TI



введение

Покупайте высококачественные материалы из титана (Ті) по разумным ценам для лабораторного использования. Найдите широкий ассортимент специализированных продуктов для удовлетворения ваших уникальных потребностей, включая мишени для распыления, покрытия, порошки и многое другое.



Мишень Для Распыления Тантала Высокой Чистоты (Та) / Порошок / Проволока / Блок / Гранула

Артикул: LM-ТА



введение

Откройте для себя наши высококачественные танталовые (Та) материалы для лабораторного использования по доступным ценам. Мы адаптируем к вашим конкретным требованиям с различными формами, размерами и степенью чистоты. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом мишеней для распыления, материалов для покрытий, порошков и многого другого.





Kintek Solution

Штаб-квартира: № 11 Changchun Road, Чжэнчжоу, Китай

